


PROTECT[®] AND CARE



FICHE PRODUIT

Kit de test antigène sur écouvillon nasal à tige courte

Marque: ACON FLOWFLEX SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Emballage 1 ou 5 pièces

Réf.A00146


Spécifications

- Détection rapide de virus à partir d'un écouvillon nasal à tige courte.
- **Très facile à utiliser**, même pour les enfants et les personnes sensibles.
- Le test détecte l'infection en cours pendant la phase aiguë de la maladie. Alors que le virus est encore présent en grande quantité dans les voies respiratoires.
- Test confortable et résultat après 15 minutes.
- Introduction de la tige à une profondeur de 2,5 cm dans le nez.
- Facile à utiliser selon le manuel fourni.
- Le résultat est facile à lire : négatif / positif
- Réponse rapide "pos/nég" en cas de symptômes
- Très précis (positif = positif)
- **Very accurate** (positive = positive)
- Un diagnostic rapide permet d'appliquer immédiatement les mesures appropriées au traitement.
- Évite une propagation rapide du virus dans la bulle de travail.
- Outil de dépistage idéal en cas d'infections groupées.
- **Détecte également les nouvelles variantes.**

Conditionnement

Le kit est prêt à l'emploi et contient tous les éléments suivants nécessaire pour effectuer un test.

- **Plaquette de test** 1x ou 5x
emballée individuellement dans un sac en aluminium avec un dessiccateur
- **Tige nasale stérile** 1x ou 5x
- **Écouvillon** 1x ou 5x
- **Bouteille avec solution** 1x ou 5x
- **Notice d'utilisation/notice abrégée NL/EN** 1x



Avec marquage CE: CE 0123 pour usage personnel
Agréé par l'AFPMS et autorisé à la vente dans toute l'UE.